

唐玉红 澧县 康哲（湖南）制药有限公司 415500

摘要：应用高效液相色谱法对熊去氧胆酸原料药进行含量测定。色谱柱为Hypersil I ODS25 μ m，250mm \times 4.6mm，流速为1.0mL/min；检测器为UV205nm。该实验有助于对熊去氧胆酸含量测定方法的确定。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

NULL

415500

Abstract: NULL

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]