

杨岱冰 浙江嵊州 浙江省嵊州市中医院 312400

摘要：<正> 1 前言 SABA CA-1000全自动生化分析仪是由意大利生产的,适用于日标本项目量在300~400之间的小型生化仪,在使用中容易发生一些故障,并且在硬件和软件上均有值得改进的地方。本文作者在修复这些故障及成功地进行软、硬件升级的基础上,整理出本文,以期与有关同行共享。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

312400

Abstract:

Key words:

【大 中 小】 [[关闭窗口](#)]