

当前位置: 科技频道首页 >> 新药研发 >> 化学药 >> XW30-1型小蜜丸机

请输入查询关键词

科技频道

搜索

### XW30-1型小蜜丸机

关键词: **小蜜丸机 制药机械**

所属年份: 2002

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 江西瑞康制药机械有限公司

成果摘要:

XW30-1型小蜜丸机是综合了我国现有多种小蜜丸机的优点研制而成的,能加工直径为6.5毫米、含不同比例炼蜜的小蜜丸。在生产过程中,只须将调好的药面投入料斗,即可一次加工成形。该机性能良好,成丸率高。操作简单,噪声低,拆装方便,利于清洗、维修。XW30-1型小蜜丸机主要性能: 生产能力: 26~30kg/h。产品规格: 丸直径为6.5mm。成丸率: 93%以上。丸重差异限度: <±5%。噪声: <75分贝(A)。 样机经试用证明性能稳定,各项指标基本上达到了原设计要求。鉴定意见:XW30-1型小蜜丸机研制技术资料及图纸齐全、完整,基本符合标准化要求。该机结构设计合理,计算正确,拆洗维修方便,成形部分有所创新,生产能力较高。对使用该机生产的丸剂样品现场抽样,外观性状、丸重差异限度、溶散时间均符合中国药典(1988年版一部)和江西省药品标准(1974年版)的规定。建议增加不同规格的滚筒、搓板等附件,以适应生产多种规格产品的需要。改进本机外观,减轻重量,降低成本。已具备小批量投产的条件,可推广应用。

成果完成人:

完整信息

#### 行业资讯

- 甾体活性化合物的研制及合成...
- 醋酸祛炎舒松的工艺改进
- 基因工程生长激素及生长因子...
- 一种单甲氧基聚乙二醇-胰岛素...
- 长效复方消炎磺注射液的研制
- 磺基甜菜碱中型试验
- 化学合成生产硫酸伪麻黄碱
- 氨氯地平
- 结合态孕马混合雌激素提取方法
- 人绒毛膜促性腺激素(HCG)的纯...

#### 成果交流

#### 推荐成果

- 基于内源性物质的寡肽活性物... 04-17
- 中国独创的一类抗癌新药-铭铂 04-17
- 靶向PKC-alpha mRNA的反义药... 04-17
- 维生素E的高效液相色谱分析法 04-17
- 稀有金属锆-有机酸系列化合物... 04-17
- 圈卷产色链霉菌变株 04-17
- (S)-异丝氨酸的合成 04-17
- 抗前列腺增生药物-非那甾胺的... 04-17
- 病毒抑制剂的设计合成及活性测定 04-17

Google提供的广告