

用药指南

卡络磺钠注射液与注射用头孢尼西钠的配伍稳定性考察

朱雪松, 郑芳, 李志浩, 李春雷

(鄖阳医学院附属东风总医院药剂部, 湖北十堰442008)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的考察室温下, 卡络磺钠注射液与注射用头孢尼西钠在0.9%氯化钠注射液中的配伍稳定性。方法采用反相高效液相色谱法 二极管阵列检测器同时测定卡络磺钠与头孢尼西钠配伍后6 h内的含量变化, 并观察配伍液的外观及pH值。结果6 h内配伍液外观、pH值及含量均无明显变化。结论在室温下, 卡络磺钠注射液与注射用头孢尼西钠在0.9%氯化钠注射液在6 h内可以配伍使用。

关键词 [卡络磺钠](#); [头孢尼西钠](#); [色谱法](#); [高效液相](#); [二极管阵列检测器](#); [配伍](#); [稳定性](#)

分类号 [R969](#)

DOI: [10.3870/yydb.2010.08.044](#)

对应的英文版文章: [2010-8-1092](#)

通讯作者:

作者个人主页: [朱雪松](#); [郑芳](#); [李志浩](#); [李春雷](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1116KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“卡络磺钠; 头孢尼西钠; 色谱法, 高效液相; 二极管阵列检测器; 配伍; 稳定性”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [朱雪松](#)
- [郑芳](#)
- [李志浩](#)
- [李春雷](#)